



**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA –DESINFECCION
FISIOTERAPIA**

Código P- LYD

Versión- 02

elaboración: 2013

PROTOCOLO DE LIMPIEZA – DESINFECCION

INSTRUMENTAL	LIMPIEZA	DESINFECCION	ESTERILIZACION	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Tanque de parafina	Se lava		N.A	Cada 15 sesiones	fisioterapeuta	
Ultrasonido	se limpia cabezote con alcohol			Después de cada uso		
Electrodos reutilizables	Se limpian con alcohol		N.A	Después de cada uso	Fisioterapeuta	
TENS	se limpia la zona con alcohol		N.A	Después de cada uso		
Paquete eléctrico: forros reutilizables	Limpiar con un paño húmedo en hipoclorito de sodio, cepillar sus superficies y secar		N.A	Después de su uso	fisioterapeuta	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas.
Camilla	La Camilla debe limpiarse con una solución de agua y jabón detergente, en toda la superficie al final de las labores del día	La superficie de la camilla debe desinfectarse con un paño Humedecido con hipoclorito de sodio a 500 ppm entre paciente y paciente. Utilizar sábanas desechables por paciente.	N.A	Después de cada uso	fisioterapeuta	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas.



**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA –DESINFECCION
FISIOTERAPIA**

Código P- LYD

Versión- 02

elaboración: 2013

AREA	LIMPIEZA	DESINFECCION	ESTERILIZACION	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Paredes, pisos Mesones Lavaplatos lavamanos	Lavado con agua y jabón detergente	Las superficies cercanas al área de atención deben limpiarse con un paño húmedo de hipoclorito diluido a 500 ppm dejándola actuar mínimo por 15 minutos antes de sacarlas	N.A	Diariamente	fisioterapia	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas y gafas.
Ventanas y vidrios	Lavado con agua y jabón detergente	Las superficies cercanas al área de atención deben limpiarse con un paño húmedo de hipoclorito diluido a 500 ppm dejándola actuar mínimo por 15 minutos antes de sacarlas	N.A	Limpiar una vez por semana, la desinfección debe hacerse diariamente	Personal de servicios Generales	El personal de servicios generales debe utilizar sus elementos de protección personal
Mesita auxiliar y área de almacenamiento de insumos	La superficie debe desinfectarse con un paño Humedecido	La superficie debe desinfectarse con un paño Humedecido con hipoclorito de sodio a 500 ppm entre paciente y paciente.	N.A	Después de cada paciente	fisioterapia	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas.



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
LIMPIEZA –DESINFECCION
FISIOTERAPIA

Código P- LYD

Versión- 02

elaboración: 2013

AREA	LIMPIEZA	DESINFECCION	ESTERILIZACION	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Tuberías de Agua	Una vez se haya finalizado con las consultas diarias	Se agrega hipoclorito de sodio a 5000 ppm. Luego se hace circular por cada una de las tuberías para que estas queden llenas de solución toda la noche	N.A	Finalizando con las consultas diarias	fisioterapia	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas y gafas.