



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
 LIMPIEZA -DESINFECCION
 fonoaudiología

Código P- LYD

Versión- 02

elaboración: 2013

PROTOCOLO DE LIMPIEZA – DESINFECCION

INSTRUMENTAL	LIMPIEZA	DESINFECCION	ESTERILIZACION	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
ojivas	Se lava	Peróxido al 30 %	N.A	Después de cada	fonoaudióloga	

AREA	LIMPIEZA	DESINFECCION	ESTERILIZACION	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Paredes, pisos lavamanos	Lavado con agua y jabón detergente	Las superficies cercanas al área de atención deben limpiarse con un paño húmedo de hipoclorito diluido a 500 ppm dejándola actuar mínimo por 15 minutos antes de sacarlas	N.A	Diariamente	Servicios generales	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas y gafas.
AREA	LIMPIEZA	DESINFECCION	ESTERILIZACION	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Tuberías de Agua	Una vez se haya finalizado con las consultas diarias	Se agrega hipoclorito de sodio a 5000 ppm. Luego se hace circular por cada una de las tuberías para que estas queden llenas de solución toda la noche	N.A	Finalizando con las consultas diarias	Servicios generales	Al realizar esta labor debe utilizar guantes, tapabocas y gafas.